

お客様各位

2024年7月17日

カールストルツ・エンドスコープ・ジャパン株式会社



泌尿器科向け製品の出荷再開の関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のご高配を賜り、厚く申し上げます。

先般、下記、弊社泌尿器科向け製品におきまして、ドイツ製造元で製品要求適合性確認プロジェクトを実施することとなり、製品に関する書類や機能などについて適合性の確認の間、一時的に製品の出荷を停止させて頂くことをご報告させていただきました。

今般、ドイツ製造元より、下記変更にもとづいて出荷再開の連絡が参りましたので、ご報告を申し上げます。多くの医療機関、並びに販売代理店関係者の方々に於きましては、長らくご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫びいたします。また、あわせて、いましばらく、いくつかの医療機関の関係者にご辛抱をおかけすることをご容赦いただけますようお願い申し上げます。

完全な出荷再開の時期につきましては、ドイツ製造元と確認が取れ次第あらためてご連絡をさせていただきます。何卒、ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象製品】

品番	販売名
27026E	KARL STORZ デフレクトメカニズム
27026EC	KARL STORZ デフレクトメカニズム
27026EF	KARL STORZ デフレクトメカニズム
27026EG	KARL STORZ デフレクトメカニズム
27027E	KARL STORZ デフレクトメカニズム
27032EK	KARL STORZ デフレクトメカニズム

KARL STORZ Endoscopy Japan K.K. • Stage Bldg. 8F, 2-7-2 Fujimi, Chiyoda-ku • Tokyo 102-0071, Japan

【変更点】

1. 器械の洗浄方法については、自動洗浄器を使用することに限定しています。
2. 添付文書の変更として用手洗浄の記載を削除しました。

【連絡先】

プロダクトマーケティング部 チーフ 石井 貴

Mail: [takashi.ishii@karlstorz.com](mailto:takashi.ishii@karlstorz.com)

Tel: 03-6380-8623、Fax: 03-6380-8633

以上